

DATABLAD, Saline Eyewash Solution NaCl (natriumclorid) 0,9 % w/v ph eur.

Code nr. MSDS.07.

Udarbejdet jan. 2013

Side 1/2

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden	Stoffet/præparatet: Produent: reliance medical LTD. Radnor Park Trading Estate, Cheshire, Congleton, United Kingdom  SUNDHEDSPARTNERDK Forhandler/importør: Sundhedspartnerdk, Finlandsgade 25L, 8200 Aarhus N, Telefon 20 20 88 60, info@sundhedspartnerdk.dk www.sundhedspartnerdk.dk
2. Sammensætning	Vand: 99,9 % NaCl (NatriumClorid) 0,9 %
3. Fareidentifikation	Ingen
4. Førstehjælp	Generelt: Ingen Indånding: Ingen Hudkontakt: Ingen Øjenkontakt: Ingen Indtagelse: Ingen
5. Brandbekæmpelse	Forholdsregler: Ingen Specielle risici: Ingen
6. Spild og rengøring – forholdsregler over for udslip og uheld	Miljømæssige forholdsregler: Ingen Personlige forholdsregler: Ingen
7. Håndtering og opbevaring	Håndteringen: Ingen særlige forholdsregler Opbevaring: Opbevares frostfrit og ikke over 25°C
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	Ingen anbefales

<p>Code nr. MSDS.07. Udarbejdet jan. 2013 Side 2/2</p>	<p>DATABLAD, Saline Eyewash Solution NaCl (natriumclorid) 0,9 % w/v ph eur.</p>
<p>9. Fysiske egenskaber</p>	<p>Udseende: Transparent Form: Flydende Lugt: Neutral Kogepunkt: 100°C Densitet: Viskositet: Fri alkali: Flammepunkt: Ingen Ekspløsningsområde: Ingen Vandopløselighed: Let</p>
<p>10. Stabilitet og reaktivitet</p>	<p>Specielle egenskaber og risici: Ingen</p>
<p>11. Toksikologiske oplysninger</p>	<p>Akut toksicitet: Ingen Sundhedsfare: Ingen Indånding: Ingen Hudkontakt: Ingen Øjenkontakt: Ingen Indtagelse: Ingen Sensibilisering: Ingen Saline Eyewash Solution 0,9 % NaCl (Eur. Pharm.) indeholder ingen skadelige ingredienser. Ingen kort eller langsigtede skadesvirkninger når produktet er anvendt ifølge instruktionen. Hvis der alligevel skulle opstå komplikationer, kontakt da straks læge.</p>
<p>12. Miljøoplysninger</p>	<p>Mobilitet: Let opløselig i vand Nedbrydelig: 100 % Akkumulation: Nej Økotoksicitet: Ikke giftig</p>
<p>13. Transportoplysninger</p>	<p>Kemikalieaffaldskort nr: Ingen Kemikalieaffaldsgruppe: Ingen Generelt: Ingen</p>
<p>14. Oplysning og regulering</p>	<p>Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 105 af 27. februar om medicinsk udstyr, klasse I steril, gældende for øjenskyllvæske til førstehjælpsbrug</p>
<p>15. Andre oplysninger</p>	<p>Anvendelsesområde: Produktet er udelukkende til øjenskyllning og ikke til injektion. Instruktion: Drej låget (kan åbnes ved drejning i begge retninger). Skyl øjet grundigt til flasken er tømt. Vær opmærksom på at alle stoffer, partikler og lignende som kommer i øjes skal tages alvorligt. Søg læge straks og fortsæt med at skylle med Sundhedspartnerdk øjenskyllvæsken under transporten til læge/sygehus. Holdbarhed: Holdbar i op til 3 år fra produktionsdato. Udløbsdato er synlig på de enkelte produkter. Eventuelle restmængder bortskaffes efter åbningen.</p>